

## Anios'Clean Excel D



- **Désinfecte les instruments**

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation. Produit à diluer : 25 ml pour 5 litres.

Propriétés microbiologiques : Bactéries : EN 13727, EN 14561 : 5 mn - 0.5%. EN 13727 sur BMR : 15 mn - 0.5%. Mycobactéries : EN 14348, EN 14563 (M. terrae) : 60 mn - 2%. Levures : EN 13624, EN 14562 : 15 mn - 0.5%. Virus : PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpesvirus, Vaccinia virus, HIV-1 : 5 mn - 0.5%.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical classe IIb. - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Disponible en bidon de 1 ou 5 litres.

**Variantes :**

- 1 L
- 5000 ml