

## Steranios 2%



- **Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible**

Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

Propriétés microbiologiques : Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561 : 5 mn. Actif sur *Helicobacter pylori* : 10 mn. Mycobactéries : *Mycobacterium tuberculosis* (B.K.) : 5 mn. EN 14348, EN 14563 (*M. terrae*) : 10 mn. Actif sur *Mycobacterium massiliense* : 10 mn. Levures / Moisissures : EN 1275. EN 13624, EN 14562 : 10 mn. Virus : EN 14476 : Poliovirus, Adénovirus, Norovirus Murin : 10 mn. Actif sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle HBV) et HSV : 5 mn. Spores : NF T 72-230/231 *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Clostridium difficile*.

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical classe IIb. - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Prêt à l'emploi.

Disponible en bidon 5 litres.