

## Pansement adhésif en rouleau Raffin



Utilisation en pansement de recouvrement des plaies superficielles et non infectées. A découper à l'aide de ciseaux. Dimension ajustable à la taille de la plaie. Bande centrale absorbante et non-adhérente : prévient les lésions des tissus en voie de cicatrisation lors du retrait du pansement.

En non tissé. 1 rouleau en boîte, non stérile.

3 largeurs disponibles.

**Variantes :**

- 5 m x 4 cm
- 5 m x 6 cm
- 5 m x 8 cm