

## Poire à lavement Pic



- **À canule souple :** Un lavement délicat et confortable
- **À canule rigide :** Idéal pour l'hygiène intime en toute simplicité

[Paires à lavement](#) avec canule souple ou rigide selon modèle. Indiqué pour les lavements auriculaires, intestinaux ou vaginaux selon le modèle.

Disponible en plusieurs modèles :

- 35 ml. À canule souple. Utilisation : Lavements intestinaux et des oreilles.
- 70 ml. À canule souple. Utilisation : Lavements intestinaux.
- 125 ml. À canule souple. Utilisation : Lavements intestinaux.
- 330 ml. À canule rigide (13 cm). Utilisation : Lavements vaginaux.

Vaporisateur de lavement : PVC. Non stérile.

Avant chaque utilisation, lavez le dispositif avec de l'eau et du savon en les rinçant soigneusement. Après utilisation, lavez à l'eau et au savon en les rinçant soigneusement. Laissez tous les composants sécher avant de les ranger. Avant chaque réutilisation, répétez les opérations spécifiées depuis le début.

### Variantes :

- 35 ml
- 70 ml
- 125 ml
- 330 ml



- 35 ml - 802067

- |                   |  |
|-------------------|--|
| - 70 ml - 802068  |  |
| - 125 ml - 802363 |  |
| - 330 ml - 802364 |  |

**Date d'impression : 06/02/2026**