

Poire à lavement Pic



- **À canule souple : Un lavement délicat et confortable**
- **À canule rigide : Idéal pour l'hygiène intime en toute simplicité**

[Paires à lavement](#) avec canule souple ou rigide selon modèle. Indiqué pour les lavements auriculaires, intestinaux ou vaginaux selon le modèle.

Disponible en plusieurs modèles :

- 35 ml. À canule souple. Utilisation : Lavements intestinaux et des oreilles.
- 70 ml. À canule souple. Utilisation : Lavements intestinaux.
- 125 ml. À canule souple. Utilisation : Lavements intestinaux.
- 330 ml. À canule rigide (13 cm). Utilisation : Lavements vaginaux.

Vaporisateur de lavement : PVC. Non stérile.

Avant chaque utilisation, lavez le dispositif avec de l'eau et du savon en les rinçant soigneusement. Après utilisation, lavez à l'eau et au savon en les rinçant soigneusement. Laissez tous les composants sécher avant de les ranger. Avant chaque réutilisation, répétez les opérations spécifiées depuis le début.

Variantes :

- 35 ml
- 70 ml
- 125 ml
- 330 ml



- 35 ml - 802067

- 70 ml - 802068
- 125 ml - 802363
- 330 ml - 802364

Date d'impression : 12/10/2025