

## Fauteuil de douche Ergotip



- Modèle 5 - Assise en U - 822003  
*(Disponible sous 45 jours)*

- Modèle 5 - Assise standard - 822066  
*(Disponible sous 45 jours)*

- Modèle 6 - Assise en U - 822055  
*(Disponible sous 45 jours)*

- Modèle 6 - Assise standard - 822051  
*(Disponible sous 45 jours)*

- Modèle 7 - Assise en U - 822061  
*(Disponible sous 45 jours)*

- Modèle 7 - Assise standard - 822095  
*(Disponible sous 45 jours)*

- **Basculement et élévation électrique**
- **Idéal pour une utilisation intensive en collectivités**
- **Vidéo de présentation et d'utilisation disponible**

Le fauteuil de douche Ergotip est idéal pour une utilisation intensive en collectivités. Il permet un positionnement du patient à hauteur du soignant grâce à son réglage en hauteur. Son système de basculement permet au patient d'être sécurisé en une position confortable, en zéro gravité. Le fauteuil ErgoTip est disponible en 3 largeurs d'assise pour convenir à la majorité des gabarits. Pour chacune des tailles, vous avez le choix entre une assise standard avec trou d'évidement ou une assise avec découpe en U. Base avec 4 roulettes à freins. Basculement arrière 35° et avant -5°.

### ErgoTip 5 :

Dimensions hors-tout : larg. 60 x prof. 74 x haut. 103 à 141,5 cm. Poids 33 kg.

Dimensions assise : larg. 43 x prof. 43 x haut. 54 à 92,5 cm. Largeur entre accoudoirs 47,5 cm. Evidement 26,5 x 22 cm. Assise en U ouverture 11,5 cm.

### ErgoTip 6 :

Dimensions hors-tout : larg. 63,5 x prof. 74 x haut. 103 à 141,5 cm. Poids 33 kg.

Dimensions assise : larg. 49 x prof. 48 x haut. 55 à 93,5 cm. Largeur entre accoudoirs 48 cm. Evidement 29 x 21 cm. Assise en U ouverture 11,5 cm.

### ErgoTip 7 :

Dimensions hors-tout : larg. 71,5 x prof. 74 x haut. 104 à 142,5 cm. Poids 33 kg.

Dimensions assise : larg. 58,5 x prof. 48 x haut. 57 à 95,5 cm. Largeur entre accoudoirs 60 cm. Evidement 29 x 21 cm. Assise en U ouverture 11,5 cm.

Poids maximum supporté 200 kg.

### Variantes :

- Modèle 5
- Modèle 6
- Modèle 7
- Assise en U
- Assise standard

**Date d'impression :** 06/02/2026