

## Pressothérapie I-Press II



- M - Appareil - 838155
- M - Elargisseur de bottes - 838157.M  
(En réapprovisionnement - Disponible à partir du 29/01/2025)
- L - Appareil - 838156
- L - Elargisseur de bottes - 838157.L
- Taille unique - Manchon droit - 838158.D
- Taille unique - Manchon gauche - 838158.G
- Taille unique - Tubulure - 838177

L'appareil de pressothérapie I-Press II est idéal pour soulager les troubles du système circulatoire afin d'améliorer la circulation sanguine périphérique. Grâce à son action de pompage, il favorise le retour veineux.

### Caractéristiques techniques :

Pression nominale max 200mmHg +/-20%, absorption maximale 100 mA. Durée de thérapie réglable de 0 à 30 minutes. Alimentation secteur. Garantie 2 ans. L'appareil est livré avec une paire de bottes et 2 semelles de massage.

2 tailles différentes :

- Taille M : tour de cuisse max 60 cm, tour de cheville maxi 33 cm.
- Taille L : tour de cuisse max 72 cm, tour de cheville maxi 46 cm.

### Les options de l'appareil de pressothérapie I-Press II :

- Les élargisseurs de bottes permettent d'utiliser l'appareil de pressothérapie lorsque les bottes existantes ne sont pas assez larges. Gain 13 cm de tour de cuisse et 5 cm de tour de genou. Disponible en taille M et L
- Les manchons permettent de travailler les bras (tour de bras 46 ou 59 cm, Longueur aisselle-poignet 87 cm). Disponible pour le bras gauche et droit. Taille unique.
- La ceinture permet de travailler la ceinture abdominale et les lombaires (tour de taille 117 à 132 cm). Taille unique.

**Pour l'achat des manchons et de la ceinture, vous aurez obligatoirement besoin d'une tubulure pour les accorder à l'appareil de pressothérapie I-Press II.**

### Variantes :

- M
- L
- Taille unique
- Appareil
- Ceinture
- Elargisseur de bottes
- Manchon droit
- Manchon gauche
- Tubulure