

Matelas de confort à air



Ce sur-matelas permet d'avoir un mouvement perpétuel sur le lit. Ce mouvement permet aux personnes alitées de façon permanente d'avoir un positionnement qui évolue. Ce [matelas anti-escarre à air et compresseur](#) est composé de 2 lignes distinctes de cellules réparties sur l'ensemble de sa surface.

Les mouvements se décomposent en 3 phases :

Phase 1 : la ligne n°1 se gonfle au max et la ligne n°2 se dégonfle.

Phase 2 : les 2 lignes se gonflent au max.

Phase 3 : la ligne n°1 se dégonfle et la ligne n°2 se gonfle au max.

Compresseur à pression variable.

Pression réglable de 50 à 110 mmHg.

Nombre de litres/ minutes : 5 à 6.

Durée d'un cycle (3 phases) : 12 minutes.

Dimensions du matelas : Long. 200 x larg. 90 x épaisseur 7 cm.

Poids max utilisateur : 135 kg



- 823024