

## Kit complet maintiens thoraciques



- Taille 1 - Pour dossiers rigides - 833031.T1
- Taille 1 - Pour dossiers souples - 833030.T1
- Taille 2 - Pour dossiers rigides - 833031.T2
- Taille 2 - Pour dossiers souples - 833030.T2
- Taille 3 - Pour dossiers rigides - 833031.T3
- Taille 3 - Pour dossiers souples - 833030.T3

- **2 kits au choix**
- **Composé d'une toile et de 2 appuis latéraux à disposer selon besoins**
- **Appuis repositionnables très rapidement**

Les maintiens thoraciques Physipro permettent un maintien latéral du tronc, de la crête iliaque à l'aisselle. Très efficaces dans les cas d'hypotonies, il est adaptable sur tous les fauteuils existants (roulants ou gériatriques).

### Mise en place simple et rapide :

La toile se fixe sur le dossier en tension grâce à 3 sangles à boucle et 4 sangles dans les angles. Vous pouvez alors positionner vos appuis à la hauteur et à l'angle souhaité. Ils sont repositionnables à loisir.

### Adaptabilité à vos fauteuils existants :

- Sur dossiers souples (fauteuils roulants) : choisissez le kit anti-effet hamac car l'angle des appuis est ouvert pour compenser la déformation de la toile. Composé d'une toile et de 2 appuis latéraux. Tailles au choix.
- Sur dossiers rigides (fauteuils gériatriques) : choisissez le kit façonné avec un angle des appuis à 90°. Composé d'une toile et de 2 appuis latéraux. Tailles au choix.

### Tailles disponibles :

- Taille 1 : Largeur 35cm x haut 40cm, adaptée pour un fauteuil de 35 à 40 cm de largeur
  - Taille 2 : Largeur 40cm x haut 40cm, adaptée pour un fauteuil de 40 à 45 cm de largeur
  - Taille 3 : Largeur 45cm x haut 40cm, adaptée pour un fauteuil de 45 à 50 cm de largeur
- Profondeur standard 16,75 ou 13,75 cm sur demande.

### Variantes :

- Taille 1
- Taille 2
- Taille 3
- Pour dossiers rigides
- Pour dossiers souples