

Rollator fauteuil de transfert Victor



- **2 en 1 : rollator et fauteuil de transfert**
- **Avec accoudoirs de confort**

Notre rollator Victor se convertit facilement en fauteuil de transfert, il suffit de déplier la palette repose-pieds et changer le sens du dossier. Idéal pour marcher en toute sécurité et être ramené assis en cas de fatigue. Equipé d'un siège rembourré, de poignées et d'un dossier en mousse. Système de freinage simple + parking.

Larges roues de diamètre 20 cm.
 Dimensions hors-tout : larg. 60 x prof. 65 x haut. poignées 78 à 89 cm en 6 positions.
 Dimensions assise : larg. 35 x prof. 32 x haut. 52 cm.
 Larg. entre accoudoirs : 45,5 cm.
 Poids 8.8 kg.
 Coloris bordeaux.
 Poids maximum 110 kg



Étapes réglage hauteur des poignées



Étapes pour inverser le dossier



Étapes pour monter les accoudoirs

Date d'impression : 29/04/2026