

## Ceinture lombaire chauffante



- Auto-chauffante - 835180
- Hot Cold - 835179
- Thermo-cryo - 835181

- **3 modèles au choix**

Très simple d'utilisation, il suffit d'attacher la ceinture lombaire à la taille pour bénéficier des bienfaits de la chaleur sur les lombaires. Cette ceinture peut aussi s'utiliser enroulée autour d'une cuisse ou un bras.  
Longueur : 120 cm.

3 modèles disponibles :

- Modèle Hot cold avec réchauffage micro-ondes. Dimensions de la compresse : 23 x 13 cm.

Plus d'information sur [la compresse Hot cold sur sa page produit](#).

- Modèle Auto avec réchauffage automatique. Dimensions de la compresse : 42 x 20 cm.

Plus d'information sur [la compresse lombaire auto-chauffante sur sa page produit](#).

- Modèle thermo-cryo avec réchauffage cuve. Dimensions de la compresse : 15 x 25 cm.

Plus d'information sur [la compresse thermo-cryo sur sa page produit](#).

**Variantes :**

- Auto-chauffante
- Hot Cold
- Thermo-cryo