

Plot d'abduction Positpro



- Aubergine - 829082.A

- Gris - 829082

- **Coussin en forme de triangle positionné à l'entrejambe qui cale les membres inférieurs.**
- **Matériau issu des dernières innovations**

Nos [coussin à mettre entre les jambes](#) PositPro bénéficient de la fibre technigel, qui donne un confort inégalé pour le patient. Elle dépasse les performances de confort des fibres polyester actuelles, elle est moins lourde et surtout, à effet mémoire. Elle permet de réaliser un calage optimal pour soulager les points d'appui.

Ils sont munis de l'enveloppe déhoussable Steritex, le polyuréthane le plus résistant du marché. Enduction innovante, respirante et imperméable sur une base tricot bi-élastique. Idéal pour la décontamination en collectivité et adaptée aux exigences les plus strictes en milieu à risques de contamination. Sa résistance à l'entretien fait du Steritex un produit très apprécié des services d'hygiène. Lavable à 95°C. Résiste au chlore, à l'autoclave.

Très souple et confortable au toucher. Sous-enveloppe pour la fibre 100% coton.

Coussins en forme de triangle qui maintient et cale en abduction les membres inférieurs. Positionné à l'entrejambe il agit en abduction des positions vicieuses (genoux, mollets, cuisses). L'utilisation de ce coussin permet de soulager et de répartir les points de pression du patient et de prévenir l'apparition de l'escarre dans le cadre des phases du nursing.

Dimensions : 30 x 15 cm.

Variantes :

- Aubergine
- Gris