

## Fauteuil roulant Giro standard



- **Le seul fauteuil qui permet d'être utilisé aussi sans les roues 24 pouces**
- **Idéal pour franchir les seuils de porte étroits**
- **Spécial transfert**

Le fauteuil Giro dispose de 2 types de roues de série. Grâce à ses roues 24 pouces, il s'utilise comme un fauteuil classique. Par contre, lorsque vous rentrez chez vous par exemple, l'accompagnant peut enclencher les petites roues situées sous le fauteuil, et enlever les roues 24 pouces, sans avoir à faire relever l'utilisateur.

Le fait d'enlever les roues 24 pouces permet de manipuler un fauteuil de largeur réduite (58 cm seulement) et de passer les seuils de porte à domicile plus facilement. Les petites roues sont très stables et permettent une grande maniabilité du fauteuil.

Roues 24 pouces à attache rapide.. Accoudoirs amovibles pour faciliter les transferts latéraux. Repose-pieds réglables en hauteur, amovibles et escamotables. Les toiles d'assise et de dossier sont cousues ensemble évitant l'espace entre l'assise et le dossier. Structure aluminium anodisé.

Dimension de l'assise : Larg. selon modèle x prof. 41 cm x haut. 51 cm.

Hauteur dossier 42 cm.

Hauteur poignée 91 cm.

Profondeur hors-tout 107 cm.

Hauteur accoudoirs 20 cm.

Roues avant 20 cm.

Largeur des roues 24" selon modèle : 60cm / 64cm / 67cm

Largeur petites roues selon modèle : 54cm / 58cm / 61 cm.

Largeur replié tout modèle : 35,5 cm

Poids selon modèle : 15 kg / 15,4 kg / 16 kg.

Résistance : 140 kg.

Châssis garanti 2 ans.

3 largeurs d'assise différentes : 41, 45 ou 48 cm *(Cette taille n'est plus disponible à la vente.)*

2 coloris différents au choix : Pistache ou gris

*(Le modèle gris en 45 cm n'est plus disponible à la vente.)*

Modèle standard disponible [avec freins tierce-personne](#).

### Variantes :

- 41 cm
- 45 cm
- 48 cm

- Gris
- Pistache