

Fauteuil de douche Ergotip



- Modèle 5 Assise en U 822003 (Disponible sous 45 jours)
- Modèle 5 Assise standard 822066 (Disponible sous 45 jours)
- Modèle 6 Assise en U 822055 (Disponible sous 45 jours)
- Modèle 6 Assise standard 822051 (Disponible sous 45 jours)
- Modèle 7 Assise en U 822061 (Disponible sous 45 jours)
- Modèle 7 Assise standard 822095 (Disponible sous 45 jours)

- Basculement et élévation électrique
- Idéal pour une utilisation intensive en collectivités
- Vidéo de présentation et d'utilisation disponible

Le fauteuil de douche Ergotip est idéal pour une utilisation intensive en collectivités. Il permet un positionnement du patient à hauteur du soignant grâce à son réglage en hauteur. Son système de basculement permet au patient d'être sécurisé en une position confortable, en zéro gravité. Le fauteuil ErgoTip est disponible en 3 largeurs d'assise pour convenir à la majorité des gabarits. Pour chacune des tailles, vous avez le choix entre une assise standard avec trou d'évidement ou une assise avec découpe en U. Base avec 4 roulettes à freins. Basculement arrière 35° et avant -5°.

ErgoTip 5:

Dimensions hors-tout : larg. 60 x prof. 74 x haut. 103 à 141,5 cm. Poids 33 kg.

Dimensions assise : larg. 43 x prof. 43 x haut. 54 à 92,5 cm. Largeur entre accoudoirs 47,5 cm. Evidement 26,5 x 22 cm. Assise en U ouverture 11,5 cm.

ErgoTip 6:

Dimensions hors-tout : larg. 63,5 x prof. 74 x haut. 103 à 141,5 cm. Poids 33 kg.

Dimensions assise : larg. 49 x prof. 48 x haut. 55 à 93,5 cm. Largeur entre accoudoirs 48 cm. Evidement 29 x 21 cm. Assise en U ouverture 11,5 cm.

ErgoTip 7:

Dimensions hors-tout : larg. 71,5 x prof. 74 x haut. 104 à 142,5 cm. Poids 33 kg.

Dimensions assise : larg. $58,5 \times prof. 48 \times haut. 57 \ a$ $95,5 \times m$. Largeur entre accoudoirs $60 \times m$. Evidement $29 \times 21 \times m$. Assise en U ouverture $11,5 \times m$.

Poids maximum supporté 200 kg.

Variantes:

- Modèle 5
- Modèle 6
- Modèle 7
- Assise en U
- Assise standard

Date d'impression : 21/11/2025