

## Sac hydrosoluble



Idéal pour tout le linge infecté. Le transport des tissus tâchés et contaminés. Aide à isoler et séparer des produits infectés. Aucun danger particulier pour les utilisateurs ou l'environnement durant le transport ou la manipulation du produit.

Dimensions 660 x 840 mm. Epaisseur 26 $\mu$ .

Modèles disponibles :

- Eau chaude : Dissout en 26 sec. à 65°C. Transparent. Paquet de 25.

- Eau froide : Dissout en 260 sec. à 25°C. Rouge. Paquet de 25.

- Eau froide : Dissout en 260 sec. à 25°C. Rouge. Paquet de 25.

**Variantes :**

- Eau chaude
- Eau froide