

## Désinfectant DASR



Conforme à l'arrêté concernant les constituants des produits de nettoyage pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. Prêt à l'emploi et usage.

Volumes disponibles :

- Flacon 750 ml
- Bidon recharge 5 litres.

Propriétés microbiologiques : Bactéries : EN1040, EN1276 : 5mn. Levures : EN1275 : 5mn, EN1650 : 15mn, EN13697 : 5mn. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13697 : 5mn. Virus : EN 14476 : 30s, EN 14476 : 5mn.

**Variantes :**

- Flacon
- Bidon

**Date d'impression :** 06/02/2026