

Barre de maintien au lit



- 815028

(En réapprovisionnement - Disponible à partir du 02/09/2026)

- **Forme ergonomique de la poignée**

Notre barre de maintien au lit peut être positionnée sur des sommiers à lattes comme tapissiers. Il se transporte à plat et peut vous accompagner en voyage facilement. Il s'installe simplement entre le sommier et le matelas et il reste fermement en place.

Support : 70 x 58 cm.

Porte-mains : larg. 12 x haut. 53 cm.

Résistance : 127 kg.