

## Chaise d'aide au relèvement Hebix



VIDÉO DISPONIBLE  
JUSTE EN DESSOUS !



- Chaise démontable - 821040
- Sac de transport - 821106
- Sangle pectorale - 821109
- Chaise pliable - 821041

- **Une solution simple et innovante pour relever doucement les personnes au sol**
- **Idéal pour soulager les accompagnants**

En quelques étapes simples, l'Hebix peut être ouverte et placée sur la personne allongée sur le sol. Le facteur décisif ici est que la force requise ne représente qu'environ un quart du poids corporel de la personne à soulever : pour une personne pesant 80 kg, elle n'est que d'environ 20 kg. En soulevant simplement l'Hebix par les poignées, vous pouvez amener la personne allongée en douceur et sans douleur en position assise. Elle peut rester dans cette position, se tenir debout ou être déplacée, rien de plus simple !

2 modèles disponibles :

- Modèle démontable en 3 parties. Poids : 7 kg.
- Modèle pliable, plus adapté aux services d'urgence. Poids 10,5 kg.

Dimensions : Long. 75 x larg. 45 cm.

Résistance : 100 kg.

En option, le sac de transport est adapté au modèle pliant seulement. Vous pouvez opter pour une sangle pectorale de sécurisation pendant le levage.

### Variantes :

- Chaise démontable
- Sac de transport
- Sangle pectorale
- Chaise pliable