

## Pressothérapie I-Press II



- M - Appareil - 838155
- M - Elargisseur de bottes - 838157.M
- L - Appareil - 838156
- Taille unique - Ceinture - 838159
- Taille unique - Manchon - 838158.D

L'appareil de pressothérapie I-Press II est idéal pour soulager les troubles du système circulatoire afin d'améliorer la circulation sanguine périphérique. Grâce à son action de pompage, il favorise le retour veineux. L'appareil est livré avec une paire de bottes et 2 semelles de massage. Bifurcateur double sortie inclus pour permettre le branchement des deux bottes ou de deux manchons en simultané.

Pression nominale max 200mmHg +/-20%, absorption maximale 100 mA.  
Durée de thérapie réglable de 0 à 30 minutes.  
Alimentation secteur.  
Garantie 2 ans.

2 tailles différentes :

- Taille M : tour de cuisse max 64 cm, tour de cheville 50 cm.
- Taille L : tour de cuisse max 70 cm, tour de cheville 50 cm.

Les options de l'appareil de pressothérapie I-Press II :

- Les élargisseurs de bottes permettent d'utiliser l'appareil de pressothérapie lorsque les bottes existantes ne sont pas assez larges. Gain 10 cm de tour de cuisse et 6 cm de tour de genou.
- Les manchons permettent de travailler les bras. Tour haut du bras 56 cm. Tour poignet 40 cm. Longueur aisselle-poignet 88,5 cm. Taille unique.
- La ceinture permet de travailler la ceinture abdominale et les lombaires. Tour de taille 116 cm. Haut. 37 cm. Taille unique. Recommandation d'utilisation : Ne pas utiliser en simultané avec une autre option, uniquement en sortie simple.

### Variantes :

- M
- L
- Taille unique
- Appareil
- Ceinture
- Elargisseur de bottes
- Manchon
- Tubulure
- Tubulure 4 connecteurs