

## Bonnet shampoing sans rinçage



- 428158

Remplace l'eau et le savon. Très facile à utiliser dans les hôpitaux et les soins à domicile. Usage unique Le bonnet est imprégné d'un shampoing doux et crémeux. Micro-ondable pendant 20 secondes. Absorbe les impuretés comme le gel, la saleté et même le sang. Après utilisation, les cheveux sont presque secs et n'ont pas besoin d'être rincés ou séchés. Non tissé. pH neutre Issu d'un carton de 24. Vendu à l'unité.

**Date d'impression : 10/06/2026**