

## Masseur mollets et pieds



- 861252

*(En réapprovisionnement - Disponible à partir du 20/04/2026)*

- **Pressothérapie et chaleur**

Il suffit d'enfiler les 2 bottes de notre masseur et de choisir parmi les 3 modes de massage sur la commande avec écran (pieds & mollets, pieds seuls ou mollets seuls). Dispose de 3 niveaux d'intensité (25 / 35-40 / 45-48 KPa) et d'une fonction chaleur sur les pieds. Installation avec bandes auto-agrippantes.

Fonction sur secteur.  
Circonférence : 56 à 65 cm.  
Hauteur : 40 cm.  
Poids : 1,2 kg.